

Elektro-Rollstuhl FreedomChair

# Faltbar & Leicht

Dort sein, wo es am Schönsten ist.



# Werden Sie wieder mobil und unabhängig.



FreedomChair A08L mit Anhänger

## Endlich wieder unterwegs sein.

Der FreedomChair macht es möglich. Diesen Elektro-Rollstuhl können Sie in nur einer Sekunde zusammenfalten und ganz leicht ins Auto heben. Am Zielort einfach auseinanderklappen und schon können Sie losfahren. Auch Bahn-, Schiffs- und Flugreisen sind damit problemlos möglich.

So einfach ist Unabhängigkeit.




## Elektro-Rollstuhl FreedomChair



## Alle Vorteile auf einen Blick

- + in nur einer Sekunde gefaltet und leicht verstaut
- + Reichweite bis zu 60 km (abhängig vom Modell)
- + Rahmen aus leichtem Flugzeug-Aluminium
- + passt in jedes Auto
- + Steuerung für Links- oder Rechtshänder
- + von Begleitperson steuerbar
- + perfekt für Flug-, Schiffs-, Bus- und Bahnreisen
- + 9 Modelle für Nutzergewichte bis 227 kg
- + ab 22 kg (extrem leicht für einen Elektro-Rollstuhl!)
- + umfangreiches, einzigartiges Zubehör
- + Armlehnen hochklappbar

In einer Sekunde gefaltet und leicht verstaut



# Alle Modelle im Überblick



## FreedomChair A08L Der Starke

Der A08L ist der meistverkaufte FreedomChair. Die großen Räder, die starken Motoren und die sehr hohe Steigfähigkeit (25 %) machen den A08L zum perfekten Begleiter im Außenbereich – auch im unebenen Gelände. Er kann mit 3 Batterien bestückt werden und erreicht damit eine Reichweite von bis zu 45 km. Zusätzlich kann man beim A08L einen Anhänger verwenden.

**27 kg**  
Eigengewicht

**45 km**  
Reichweite\*




160-190 cm  
< 160 kg  
Outdoor  
Ja

\*Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien. Siehe Technische Daten.

## FreedomChair A08L Die Vollausrüstung

Den A08L bekommen Sie mit folgender Zusatzausrüstung im Gesamtpaket:

- + Fahrpulhalterung für Begleitperson
- + 3 Batterien
- + stärkeres Ladegerät
- + externes Ladekabel
- + Gepäckanhänger
- + Stockhalter
- + Getränkehalter




## FreedomChair DE08L Der Teilbare

Der FreedomChair DE08L entspricht technisch dem A08L, lässt sich aber mit einem Handgriff in zwei Teile zerlegen und kann somit einfach und noch leichter z. B. in ein Auto gehoben werden. Er eignet sich besonders für Begleitpersonen, die nicht so schwer heben können. Er ist somit der perfekte Begleiter für unterwegs. Große Räder, eine kräftige Motorleistung und die sehr hohe Steigfähigkeit sorgen darüber hinaus nicht nur für viel Fahrkomfort, sondern auch für optimales Fahrverhalten im Freien.

160-190 cm  
< 160 kg  
Outdoor  
Ja

**30 kg**  
Eigengewicht

**45 km**  
Reichweite\*



## Farbkissen/-pölster

Bringen Sie Farbe in den Alltag. Die Sitzpölster für die Modelle A08L und DE08L gibt es auch in den Farben Rot und Blau.

## FreedomChair A06L Der Komfortable

Der A06L verbindet geringes Gewicht mit großzügiger Sitzfläche und Komfort. Optional ist der A06L mit verstellbarer Rückenlehne erhältlich. Mit den großen Rädern sind Sie auch auf unebenen Wegen im Freien komfortabel unterwegs.



## FreedomChair A06 Der Wendige

Mit nur 24 kg Eigengewicht und den kleinen Rädern ist er sehr wendig. So bewegen Sie sich nicht nur unbeschwert durch die eigenen vier Wände, sondern auch flott durch die Stadt.



**25 kg**  
Eigengewicht

**30 km**  
Reichweite\*



**23 kg**  
Eigengewicht

**30 km**  
Reichweite\*

## FreedomChair A07 Der Leichte

Der A07 ist ein kleiner, kompakter und wendiger FreedomChair und besonders für zart gebaute Nutzer für den Innenbereich geeignet. Mit nur 56 cm Außenbreite fahren Sie auch durch die schmalsten Türen.




**24 kg**  
Eigengewicht

**30 km**  
Reichweite\*

## FreedomChair A09 Der XL-Rollstuhl

Der A09 ist der einzige elektrische faltbare Rollstuhl für sehr große und schwergewichtige Menschen. Maximale Steigfähigkeit, eine Reichweite bis 60 km (mit drei Batterien) und eine Tragfähigkeit bis 227 kg machen ihn zu einem sicheren Begleiter im Alltag und auf Reisen. Mit seinem Eigengewicht von lediglich 43 kg ist er unter den Schwerlast-Rollstühlen ein wahres „Fliegengewicht“.



**43 kg**  
Eigengewicht

**60 km**  
Reichweite\*

\* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien. Siehe Technische Daten.



## FreedomChair T3 Der Praktische

Der T3 verbindet die Vorteile eines Standard-Rollstuhls mit jenen eines faltbaren Elektro-Rollstuhls. Seitlich gefaltet lässt er sich leicht schieben und leicht verstauen. Die Rückenlehne, die Armlehne und das Fußbrett des T3 sind verstellbar. So kann er perfekt an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Der T3 kann auch in gefaltetem Zustand elektrisch gefahren werden.

 160-180 cm  
 < 120 kg  
 Outdoor  
 Ja



**25 kg**  
 Eigen-  
 gewicht

**22 km**  
 Reich-  
 weite\*

## FreedomChair A11 Der Mini-Max

Klein, aber oho, ist der faltbare FreedomChair A11 für Menschen mit kleiner Körpergröße. Mini mit maximaler Leistung – kein anderer faltbarer Elektro-Rollstuhl ist so flexibel und anpassbar wie der Mini-Max. Mit Kindern und Jugendlichen kann er quasi mitwachsen. Mit der elektrischen Sitzhöhenverstellung lässt er sich sogar bei Tisch an die optimale Sitzhöhe anpassen. Und da er auch echt smart ist, kann er per App vom Handy aus gesteuert werden. So hat er neben maximalem Komfort auch ein wenig Fun im Gepäck.

 150 cm  
 < 90 kg  
 Outdoor  
 Ja



**26 kg**  
 Eigen-  
 gewicht

**30 km**  
 Reich-  
 weite\*



Mit dem Smartphone über App steuerbar

Der erste faltbare Elektro-Rollstuhl, der mitwächst!



\* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien. Siehe Technische Daten.



# Der Ultraleichte A10 Carbon

## Design-Elektro-Rollstuhl

Wenn jedes Kilo zählt, ist der faltbare FreedomChair A10 Carbon das Non-Plus-Ultra. Mit Hightech-Carbon aus der Rennsporttechnik bringt er schlanke 22 kg auf die Waage – der perfekte Kompromiss zwischen Leichtigkeit und Stabilität. Maximalen Komfort und Fahrerlebnis liefern die in der Höhe und in der Länge verstellbaren Armlehnen, das 3-fach höhenverstellbare Fußbrett sowie das erhöhte Sitzkissen.

 160-190 cm  
 < 110 kg  
 Outdoor  
 Ja

**22 kg**

Eigen-  
gewicht

**45 km**

Reich-  
weite\*

Hightech-  
Carbon aus der  
Rennsport-  
technik




\* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien. Siehe Technische Daten.

## Zubehör (Auswahl)



### Kopfstütze

Die Kopfstütze ist mehrfach verstellbar und für Personen geeignet, die einen zusätzlichen Halt für den Kopf benötigen.



### Reisetasche

Die zweckmäßige Reisetasche erleichtert den Transport und schützt Ihren FreedomChair vor Kratzern und Beschädigungen.




### Getränkehalter

Mit der praktischen und stabilen Halterung haben Sie Getränkedosen oder kleine Flaschen immer griffbereit.



### Armlehnentasche

Die Armlehnentasche wird an der Armlehne seitlich montiert. Damit haben Sie Ihre persönlichen Gegenstände immer in Griffnähe.



### Arnie Travelhero

Die Kofferranhängekupplung für unterwegs. Verbinden Sie einfach das Gepäck mit dem Rollstuhl und haben Sie beide Hände frei für das Rollstuhlfahren.



### Zusatzbatterien

Mehr Reichweite durch Zusatz einer 2. bzw. 3. langlebigen und sicheren Li-Ionen-Batterie inkl. Verbindungskabel zur gleichzeitigen Nutzung aller Batterien.



### Elektrische Aufstehhilfe

Zum leichteren Ein- und Aussteigen hebt sich die Sitzfläche per Knopfdruck.



### Farbkissen/-pöster

Bringen Sie Farbe in den Alltag. Die Sitzpöster für die Modelle A08L und DE08L gibt es auch in den Farben Rot und Blau.




### Anhänger für den A08L, A09, DE08L

Der Anhänger ermöglicht es, Gepäck mitzuführen bzw. einer Begleitperson\* mitzuführen. \*Achtung: Das Mitfahren einer Begleitperson ist nur in Österreich zulässig und in Deutschland ausdrücklich nicht erlaubt.



### Pflegesteuerung SET

Das Set besteht aus Fahrpult und Schiebegriffen und ermöglicht die bequeme wechselweise Bedienung durch den Nutzer und das Pflegepersonal.



### Geteilte und hochklappbare Fußstütze

Diese erleichtert das Ein- und Aussteigen und bei Bedarf auch unterschiedliche Beinhalten.

Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste und auf

[www.freedomchair.at](http://www.freedomchair.at)  
[www.freedomchair.de](http://www.freedomchair.de)



# So wählen Sie Ihren FreedomChair richtig aus.

## Wichtige Kriterien zur Auswahl des passenden Modells:



### Körpergröße

Der FreedomChair muss Ihrer Körpergröße entsprechen, damit Sie gut und bequem im Rollstuhl sitzen. Unsere angegebenen Richtwerte sind Empfehlungen und ersetzen in keinem Fall eine persönliche Erprobung des Rollstuhls.



### Nutzergewicht

Nutzlast, Dimension und Motorleistung des FreedomChair müssen zu Ihrem Körpergewicht passen.



Indoor



Outdoor

### Überwiegender Anwendungsbereich

Alle FreedomChair-Modelle können Sie grundsätzlich Indoor wie Outdoor nutzen. Manche Modelle sind jedoch für einen Anwendungsbereich besonders geeignet. Im Innenbereich ist z. B. eine geringe Breite und hohe Wendigkeit wichtig, im Außenbereich die Leistungsfähigkeit.



### Reisetauglichkeit

Wollen Sie oft verreisen? Mit der Bahn, dem Auto oder dem Flugzeug? Das Flugsymbol kennzeichnet jene FreedomChairs, die für das Verreisen mit dem Flugzeug geeignet sind.

**Nutzen Sie die fachgerechte Beratung von geschulten Rehattechnikern in Ihrem Sanitätshaus.**

# Der FreedomChair GaranDeal®

## Die erweiterte Herstellergarantie für den FreedomChair.

Der GaranDeal® ist eine zusätzliche, über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehende Garantie, die die technische und qualitative Überlegenheit der leichten faltbaren Elektro-Rollstühle der Marke FreedomChair unterstreicht. Der GaranDeal® umfasst die kostenlose Lieferung der Original-Ersatzteile an den Vertriebspartner. Bei Weiterverkauf des Rollstuhls gilt der GaranDeal® zu den genannten Bedingungen auch für den neuen Nutzer.

Bestandteil	GaranDeal® Garantiezeit
Batterie	2 Jahre
Motoren, Fahrpult, Controller	2,5 Jahre
Ladegerät	2,5 Jahre
Rahmen	3,5 Jahre
Räder, Verschleißteile	2,5 Jahre

### Die GaranDeal® Bedingungen:

Unfälle, mutwillige Beschädigungen und mechanische Beschädigungen sowie Lager- und Getriebegeräusche sind vom GaranDeal® ausgeschlossen. Für die Batterien sind 10 % Kapazitätsverlust pro Nutzungsjahr tolerierbar. Es ist nicht außergewöhnlich, dass Lager und Zahnräder mit der Zeit lauter werden können. Normaler Verschleiß durch normalen Gebrauch ist vom GaranDeal® ausgeschlossen (wie abgefahrte Reifen, abgenutzte Sitzkissen/Armlehnen,...). Schäden an Reifen, die durch Nägel, Glasscherben, unsachgemäße Handhabung, usw. verursacht wurden, fallen nicht unter den GaranDeal®. Radlager sind Verschleißteile, die durch (Be)Nutzung verbraucht werden und sind vom GaranDeal® ausgeschlossen. Es dürfen nur originale Ersatzteile verwendet werden. Nur diese gewährleisten die volle Leistungsfähigkeit und Sicherheit Ihres Elektro-Rollstuhls.

**Wichtig! Um den GaranDeal® in Anspruch nehmen zu können, ist das jährliche Service durchzuführen und in das Serviceheft einzutragen.**

Das Serviceheft liegt mit der Gebrauchsanweisung dem FreedomChair bei.

**Jährliches Service durchführen und den GaranDeal® sichern!**



# Technische Daten

	A11	A10 Carbon	A08L- Vollausstattung	A08L	DE08L	A06L	A06	A07	A09	T3
Gesamtlänge	99cm	111cm	106cm	106cm	108cm	99cm	100cm	92cm	134cm	103cm
Gesamtbreite	56cm	62cm	62cm	62cm	62cm	63cm	59cm	56cm	66cm	62cm
Gesamthöhe	89cm	97cm	91-111cm	91-111cm	91-111cm	95cm	95cm	93cm	103cm	97cm
Gesamtgewicht	ab 26kg <sup>1)+5)</sup>	ab 22kg <sup>1)</sup>	ab 27kg <sup>1)</sup>	ab 27kg <sup>1)</sup>	ab 30kg <sup>1)+3)</sup>	ab 25kg <sup>1)</sup>	ab 24kg <sup>1)</sup>	ab 23kg <sup>1)</sup>	ab 43kg <sup>1)</sup>	ab 25kg <sup>1)</sup>
Sitztiefe	37cm	44cm	44cm	44cm	44cm	43cm	43cm	42cm	50cm	44cm
Sitzbreite	38-43cm	46cm	45cm	45cm	45cm	44cm	44cm	40cm	50cm	45cm
Unterschenkellänge	33/34,5/36/37,5cm	45/47/49cm	44/42cm	44/42cm	45/43cm	43/41cm	45/43cm	41/39cm	51/48cm <sup>4)</sup>	46/43/40cm
Sitzhöhe	47cm <sup>5)</sup>	57cm	53cm	53cm	53cm	52cm	52cm	49cm	57cm	49cm
Maße gefaltet in cm L/B/H	39 x 56 x 75	54 x 64 x 74	46 x 62 x 79	46 x 62 x 79	46 x 62 x 79	45 x 63 x 75	38 x 59 x 72	45 x 56 x 68	58 x 66 x 83	79 x 36 x 78
Max. Nutzergewicht/ Nutzlast	90kg	110kg	160kg	160kg	160kg	120kg	110kg	110kg	227kg	120kg
Vorderrad	8 Zoll PU	8 Zoll PU	8 Zoll PU	8 Zoll PU	8 Zoll PU	8 Zoll PU	8 Zoll PU	8 Zoll PU	9 Zoll Luft	8 Zoll PU
Hinterrad	12 Zoll PU/Luft	12 Zoll Luft	12 Zoll PU/Luft	12 Zoll PU/Luft	12 Zoll PU/Luft	12 Zoll PU/Luft	10 Zoll PU	10 Zoll PU	13 Zoll Luft	12 Zoll PU / Luft
Reichweite (abhängig von Batterieanzahl)	ca. 15-30km <sup>2)</sup>	ca. 15-45km <sup>2)</sup>	ca.45km <sup>2)</sup>	ca. 15-45km <sup>2)</sup>	ca. 15-45km <sup>2)</sup>	ca. 15-30km <sup>2)</sup>	ca. 15-30km <sup>2)</sup>	ca. 15-30km <sup>2)</sup>	ca. 20-60km <sup>2)</sup>	ca. 11-22km <sup>2)</sup>
Steigfähigkeit max.	14°/25%	14°/25%	14°/25%	14°/25%	14°/25%	14°/25%	9°/16%	10°/18%	14°/25%	10°/18%
Wendekreis	162cm	190cm	180cm	180cm	174cm	162cm	156cm	160cm	210cm	178cm
Lithium-Ionen Batterien	1 x 24V 10Ah 2. Batterie optional	1 x 24V 10Ah 2. + 3. Batterie optional	3 x 24V 10Ah	1 x 24V 10Ah 2. + 3. Batterie optional	1 x 24V 10Ah 2. + 3. Batterie optional	1 x 24V 10Ah 2. Batterie optional	1 x 24V 10Ah 2. Batterie optional	1 x 24V 10Ah 2. Batterie optional	1 x 24V 20Ah 2. + 3. Batterie optional	1 x 24V 7,5Ah 2. Batterie optional
Ladegerät	3A	3A	5A	3A	3A	3A	3A	3A	5A	3A
Ladezeit	Pro Amperestunde (Ah) der Batterie und Ampere (A) des Ladegerätes eine Stunde. Für eine 10Ah Batterie braucht ein 3A Ladegerät 3,3 Stunden. Für 3 Batterien à 10Ah (gesamt 30Ah) benötigt das 3A Ladegerät somit 10 Stunden und das 5A Ladegerät 6 Stunden.									
Bürstenlose Elektro-Motoren	2 x 250Watt	2 x 250Watt	2 x 250Watt	2 x 250Watt	2 x 250Watt	2 x 250Watt	2 x 200Watt	2 x 200Watt	2 x 400Watt	2 x 250Watt
Höchstgeschwindigkeit	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h	6km/h (DE) 8km/h (AT)	6km/h
Material Rahmen	Aluminium	Carbon	Aluminium							
Bremssystem	automatische Magnetbremse, intelligentes, elektronisches, regeneratives Scheibenbremssystem									
Farbe	Rahmen silber, Bespannung/ Polster schwarz	Rahmen schwarz Bespannung/ Polster schwarz	Rahmen silber, Bespannung/Polster schwarz							
Zusatzbatterien	optional	optional	2 Stück inkl.	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Höhenverstellbare Fußstütze	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	optional	Ja
Fahrpult links und rechts montierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fahrpulhalterung für Begleitperson	optional	Nein	Ja	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Adapter, um die Batterien außerhalb des Gerätes zu laden	optional	optional	Ja	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional

1) Das Gewicht ist abhängig von der Ausstattung und der Bereifung. Luftbereifung ist leichter als PU Bereifung. Luftbereifung nur bei den Modellen A11, A10 Carbon, A09, A08L, DE08L, A06L und T3 möglich.

2) Die Reichweite stellt einen Richtwert dar, da sie von vielen verschiedenen Faktoren abhängt: Anzahl der Batterien, Gewicht, Steigung, Bodenbeschaffenheit u. v. m.

3) Der DE08L ist in zwei Teile zerlegbar, der Motorteil wiegt 14kg, der Sitzteil wiegt 16kg.

4) optional – in Verbindung mit kurzer Fußstütze

5) In Verbindung mit dem Zubehör „Sitzhöhenverstellung“, verändert sich das Gesamtgewicht auf 28,5kg und die Sitzhöhe auf 49-54cm.





## Werden Sie Teil der FreedomChair Familie



Unsere FreedomChair  
Filme auf Youtube!



Schauen Sie sich auf Youtube unsere FreedomChair Filme an und sehen Sie, wie leicht und stabil er in der Anwendung ist.



Werden Sie Teil  
unserer Facebook-  
Community!



Lassen Sie andere an Ihrer Freude teilhaben und posten Sie gleich ein Foto oder Video Ihrer 1. Ausfahrt mit Ihrem neuen FreedomChair auf unserer Facebook-Seite.



Ihre Zufriedenheit  
liegt uns am Herzen.



Wir hoffen, Sie sind mit dem FreedomChair zufrieden. Schicken Sie uns Ihre Bewertung. Vielen Dank dafür! ★★★★★



## Jetzt Probefahrt in Ihrem Sanitätshaus vereinbaren.

Damit Sie langfristig zufrieden sind, empfehlen wir eine Probefahrt. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder Ihr Sanitätshaus und testen Sie Ihr Wunschmodell.



Ihr Fachhändler: